



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

Колготки компрессионные, арт.112

Колготки антиварикозные выполнены из комбинированных материалов. Антиварикозный трикотаж 1-го класса обладает компрессионным воздействием на подлежащие мягкие ткани (18–22 мм ртутного столба). Способствует нормализации оттока венозной крови за счет градуированной компрессии на мышцы и венозную стенку.

В области щиколотки и голеностопного сустава компрессия составляет 100%, ниже коленного сустава компрессия уже 70%, а в верхней трети бедра – не более 40% от начального значения. Постепенное снижение компрессии позволяет нормализовать отток жидкости из нижних отделов ног, защищает венозную стенку от деформации и ускоряет ток крови, что упрощает и нормализует работу венозной помпы.

Специальная высокотехнологичная вязка компрессионного трикотажа позволяет оказывать дозированное давление в течение всего дня.

Использование компрессионного трикотажа – общепризнанный метод профилактики и лечения болезней вен нижних конечностей.

Показания к применению:

- Наследственная предрасположенность.
- Избыточный вес.
- Сосудистые сеточки, звездочки, паутинки.
- Целлюлит.
- Беременность.
- Прием гормональных контрацептивов.
- Функциональные флебопатии.
- Профилактика тромбоза глубоких вен.
- Длительные статические нагрузки.
- Авиаперелеты.
- Длительные поездки на транспорте (автомобиль, автобус, поезд).
- Сидячая работа, работа на ногах.
- Занятия спортом.

Результат применения:

- Увеличение скорости оттока венозной крови от периферии к центру.
- Предотвращение обратного тока крови по венам.
- Уменьшение отеков на ногах.
- Уменьшение ощущения тяжести в ногах.
- Снижение риска тромбоза вен нижних конечностей.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Порядок применения:

- Надевать компрессионный трикотаж утром, сразу после того как встали с кровати.
- После завершения утренних гигиенических процедур необходимо полежать 5–10 минут, приподняв ноги под углом 30–45 градусов для нормализации оттока венозной крови.
- Изделие вывернуть на изнаночную сторону до пятки.
- Надеть изделие на стопу, убедиться, что пятка чулка правильно расположена на ноге.
- Равномерно, не перекручивая, распределите изделие по ноге.
- Надевая, захватывайте пальцами по 3–5 см изделия.
- Не натягивайте изделие, это нарушает его компрессионные свойства.
- Во избежание нарушения целостности изделия используйте резиновые перчатки.
- Если кожа ног влажная, припудрите ноги тальком или детской присыпкой.

Режим и сроки ношения:

- Изделие надевается с утра, сразу после того как встали с постели.
- Изделие снимается перед сном и санится.
- Изделие носится целый день без перерывов.

Рекомендации по уходу:

Стирать изделие в теплой воде (30 °С). Использовать высококачественные моющие средства. Ручная стирка, не стирать в стиральной машине. Не выкручивать. Не выжимать. Не сушить в барабане. Не отбеливать. Не гладить. Сушить в расправленном виде на ровной поверхности (можно расположить на махровом полотенце), вдалеке от нагревательных приборов. Сухая чистка запрещена.