

Универсальный массажер с пультом управления и 2-мя режимами работы.

Массаж издавна применяется в традиционной китайской медицине. При помощи особого воздействия на различные участки тела, массаж помогает улучшить общее состояние организма, а так же избавиться от локальных проблем – снять боль, расслабить напряженные мышцы или взбодриться.

Технические характеристики:

Питание: 3 батарейки типа AAA.

Два режима работы:

мягкий – 2 000 оборотов в минуту,

интенсивный – 3 000 оборотов в минуту.

Гибкая дужка, регулирующаяся по длине, поворачиваемые массажные подушечки.

Использование на всех участках тела – колени, бедра, плечи, шея, голова.

Внимание: соблюдайте режим работы прибора - 12 минут работы, 12 минут отдыха и т.д.

Противопоказания:

Обострения хронических заболеваний

Болезни сердца

Температура

Период восстановления после хирургических вмешательств

Отеки

Беременность

Использование:

1. Установите батарейки в пульт управления прибором.
2. Удобно расположите массажер на нужной зоне. При необходимости – отрегулируйте длину дужки.
3. Нажмите кнопку «Старт». При включении прибора загорится световой индикатор.
4. Выберете необходимый режим работы – мягкий или интенсивный.
5. ***Соблюдайте режим работы.***
6. После окончания работы выключите прибор, нажав на пульте кнопку «Стоп».