

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ LuazON.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электромассажер для шеи LuazON LMZ-027
- Инструкция
- Гарантийный талон

Гарантия: 6 месяцев.

Высококачественная подушка-подголовник с функцией массажа поможет Вам расслабиться, отдохнуть, снять напряжение и вернуть хорошее настроение в дальних поездках, в офисе и дома. Она не занимает много места и правильно повторяет контуры шеи для комфортного использования. Работает от двух батареек типа АА (в комплект не входят).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При проведении массажа сохраняйте чувство комфорта и избегайте болевых ощущений. Не используйте массажер при наличии открытых ран, царапин, ссадин или высокой температуры.
- Запрещается опускать массажер в воду или другие жидкости, использовать прибор в ванной комнате и около воды.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Детям запрещается самостоятельно использовать массажер. Дети могут пользоваться прибором и менять батарейки только в присутствии взрослых.
- Запрещается хранить батарейки в жарком месте или бросать их в огонь.
- Промойте немедленно кожу или одежду, если жидкость из протекшей батарейки попала на них.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Достаньте из заднего кармана подушки отсек для батареек. Откройте его.
2. Вставьте в него батарейки, соблюдая полярность. Закройте отсек и положите его обратно в задний карман подушки.
3. Наденьте массажер на шею и закрепите его застежкой.
4. Включите прибор с помощью кнопки включения на подушке.
5. После использования обязательно выключите прибор.