

## **ПОЯС-ЭЛЕКТРОМАССАЖЁР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ**

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

Пояс-электромассажёр поможет в борьбе с лишним объёмом и нежелательными килограммами. В основе работы прибора лежит миостимуляция — технология подачи слабых электрических импульсов. Под их воздействием улучшается обмен веществ, ускоряется кровообращение, нормализуется работа нервной системы, расщепляются и выводятся шлаки и токсины. Благодаря электромассажёру вы сможете сформировать правильные и желанные контуры тела.

#### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Применяйте электромассажёр только по назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Берегите миостимулятор от ударов и падений на твёрдые поверхности.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь изделия.
- Каждый раз перед использованием электромассажёра осматривайте его. При наличии повреждений не включайте прибор в розетку.
- Запрещён самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию изделия. Все работы по его техобслуживанию должны выполняться в специализированном сервисном центре.
- Проводите процедуру не менее чем за час до или через час после приёма пищи.
- Продолжительность непрерывной работы прибора не должна превышать 30 мин.
- Не используйте электромассажёр на голом теле, при проведении процедуры надевайте пояс на тонкую хлопковую одежду.
- Не применяйте устройство на повреждённых участках кожи.
- Не используйте прибор под одеялом.
- Не затягивайте пояс слишком туго, так как это может привести к травмам.
- Если вы заметили покраснение, испытываете зуд или сильное потоотделение, прекратите использование прибора.
- При наличии противопоказаний перед применением миостимулятора необходимо проконсультироваться с врачом. К основным противопоказаниям относятся: беременность, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, новообразования

и повреждения кожи в зоне воздействия, хронические заболевания опорно-двигательной системы.

- Храните устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Наденьте миостимулятор на пояс.
2. Зафиксируйте пояс на одной из проблемных зон (талия, бёдра, ягодицы) с помощью липучек. Пояс должен быть максимально расправлен, без сборок и заломов.
3. Подключите прибор к электросети.
4. Примите удобное положение (полулёжа или стоя).
5. Нажмите кнопку включения/выключения. Загорится световой индикатор работы и запустится автоматический режим.
6. Нажатием на кнопку, расположенную над кнопкой включения, и выберите режим работы: автоматический (степень интенсивности массажа устанавливается автоматически и не регулируется) или ручной (степень интенсивности массажа регулируется с помощью кнопок «+» и «-»).
7. Через 15 мин использования прибор выключится автоматически.
8. После массажа рекомендуется принять контрастный душ и проскрабировать обрабатываемый участок кожи для придания ему мягкости и упругости.

## **ЧИСТКА И УХОД**

- После каждого использования очищайте прибор.
- Перед чисткой убедитесь, что устройство отключено от электросети.
- Не используйте растворители, моющие средства и абразивные материалы.
- Расправьте пояс, дайте ему остыть и протрите влажной тканью. Оставьте до полного высыхания.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

**LuazON. Искусство заботы о близких**