

LUAZON

МАССАЖЕР ВАКУУМНЫЙ

Модель: LEM-13, LEM-14.
Артикул: 3554146, 3554147.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Массажер для глаз LuazON выполняет вибромассаж активных точек вокруг глаз в домашних условиях. Благодаря прогрессу биофизики, стоящей на границе физики и классической медицины, доказано влияние внешнего магнитного поля на ткани человека, его органы, нервную и ферментную системы и собственное магнитное поле. Внешнее магнитное поле при воздействии на акупунктурные точки активизирует обмен веществ, усиливает кровоток, оксигенацию и питание тканей и органов. Эффекты, возникающие под действием магнитного поля, достаточно широко используются для лечения различных заболеваний. Предлагаемый вашему вниманию аппарат разработан на основе новейших исследований в области магнетизма и акупунктурной теории, пришедшей к нам из традиционной китайской медицины, и совмещает в себе магнитную и механическую акупунктуру важнейших точек, расположенных вокруг глаз. Такое акупунктурное воздействие нормализует функции органа зрения, а также стимулирует внутреннюю энергию Qi.

Дизайн массажера, созданный при помощи компьютерной программы, наиболее точно соответствует форме окологлазничной области и месторасположению акупунктурных точек. Массажер имеет 16 массажных щупов, сделанных из силиконовой резины, не вызывающей аллергических реакций. На вершине каждого массажного пальчика расположен мощный постоянный магнит из сплава редкоземельных металлов. Микромотор, расположенный внутри массажера, воздействует с частотой и интенсивностью в соответствии с одной из программ массажа.

МАССАЖЕР РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- студентам высших и средних учебных заведений, которые нередко страдают от ложной близорукости на фоне переутомления;
- служащим, чья работа связана с большой зрительной нагрузкой (операторы компьютеров, бухгалтеры, дизайнеры, секретари, учителя и водители);
- лицам с наличием пресбиопии (возрастные изменения преломляющей силы глаза, которые требуют ношения «плюсовых» очков);
- при наличии морщин, мешков и темных кругов вокруг глаз;
- при наличии жалоб на головную или глазную боль, невралгию, бессонницу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2 программы;
- встроенные магниты на каждом щупе создают особое воздействие магнитным полем;
- 16 щупов из силикона, расположенных в особой последовательности для массажа вокруг глаз;
- бережный и эффективный массаж акупунктурных точек;
- улучшение кровообращения и питания тканей;
- снятие усталости и напряжения после работы за компьютером;
- уменьшает мешки и темные круги под глазами;
- борется с возрастными изменениями;
- восстановление четкости зрения;
- нормализация сна;
- повышение работоспособности;
- избавление от головной боли;
- усиливает эффект от использования косметических средств;
- компактность и легкость использования;
- эргономичный корпус подстраивается под форму лица;
- работа от 2 батареек AAA (в комплект не входят);
- материал корпуса: гипоаллергенный пластик.

Комплектация: массажер электрический, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового применения.
 - Используйте прибор только по назначению.
 - Не изменяйте и не ремонтируйте прибор. В случае каких-либо проблем с устройством воспользуйтесь услугами авторизованного сервисного центра.
 - Никогда не погружайте основной корпус в воду или другую жидкость, не помещайте в посудомоечную машину.
- При чистке прибор не должен контактировать с водой.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
 - Никогда не оставляйте прибор на влажной поверхности или ткани.
 - Проконсультируйтесь с врачом, есть ли у вас противопоказания.
 - Не проводите процедуру на воспаленной коже.
 - Оберегайте прибор от ударов и падений.
 - Не пользуйтесь прибором при наличии каких-либо повреждений.
 - Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.
 - Не храните аппарат рядом с нагревательными приборами или в местах с повышенной влажностью.
 - Всегда отключайте массажер после использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте отсек для батареек на внутренней части корпуса массажера и вставьте 2 батарейки ААА, соблюдая полярность.
- Рекомендуется перед использованием массажера очистить лицо от декоративной косметики.
- Рекомендуется снимать контактные линзы перед использованием массажера.
- Наденьте массажер на голову. При необходимости отрегулируйте силу нажима массажера к области глаз с помощью липкой зоны ремня для регулировки.
- Массажер имеет 2 режима работы. Передвиньте кнопку влево на верхней части корпуса прибора, чтобы выбрать режим с деликатной интенсивностью работы. Передвиньте кнопку вправо на верхней части корпуса прибора, чтобы выбрать режим с максимальной интенсивностью работы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА

1. Снятие напряжения и усталости глазных мышц.
Массаж в течение 5-ти мин. может полностью снять напряжение глаз, понизить внутриглазное давление и улучшить кровоснабжение глазного яблока и мышц. Массажер быстро уменьшает отечность век, способствует рассасыванию гематом, восстановлению слезной пленки, снимает гиперчувствительность глаз к яркому свету, вызванному переутомлением глазных мышц. Рекомендуется проводить не менее 3-х раз в день.
2. Уменьшение симптомов стресса и усталости (мешки и круги под глазами).
Массаж 2 раза в день в течение 30–40 дней способствует уменьшению мешков под глазами, образованных скоплением жировой ткани и воды, и темных кругов, возникающих в результате недосыпания, переутомления и недостаточного отдыха.
3. Улучшение функций головного мозга и нормализация сна.
Массаж в течение 5–10 минут ежедневно перед сном способствует быстрому достижению фазы глубокого сна. Массажер можно применять при нарушении сна и бессоннице, вызванной неврастением или тревожными состояниями.
4. Уменьшение глубины морщин вокруг глаз и повышение эластичности кожи
Ежедневный массаж в течение 5–10 минут значительно повышает эластичность кожи, стимулирует обмен веществ в клетках, что обеспечивает выравнивание поверхности и цвета кожи, уменьшение глубины и количества морщин. Применение специальных средств повысит эффективность массажа.
5. Близорукость.
Для быстрого и устойчивого эффекта достаточно в течение 3-х дней проводить массаж 3 раза в день по 3–5 мин. Это приводит к улучшению работы аппарата аккомодации, снятию спазма и повышению остроты зрения. Для повышения эффективности массажа рекомендуется чередовать его с аккомодативной тренировкой через «дырчатые» очки. Не рекомендуется использовать массажер и тренажер одновременно.

ЧИСТКА И УХОД

- Корпус массажера и блока управления рекомендуется протирать мягкой фланелевой тканью.
- При сильном загрязнении можно слегка увлажнить ткань в мыльном растворе. Запрещается использовать растворители! Берегите аппарат от попадания воды или других жидкостей внутрь корпуса.
- Аппарат следует хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и пыли месте
- Вынимайте батареи питания из блока управления перед длительными перерывами в использовании массажера.
- При неаккуратном обращении постоянные магниты могут выпасть из силиконовых массажных пальчиков. Если это произошло, необходимо вставить выпавший магнит на место.