

МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ И ШЕИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Массажер LuazON предназначен для массажа спины и шеи с помощью микро-токов. Прибор помогает снять усталость, мышечную боль и устранить спазмы. Устройство предусматривает 6 режимов работы и регулировку интенсивности микро-токов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 6 режимов работы;
- регулировка интенсивности;
- светодиодные индикаторы режимов;
- работает от 2 батареек AAA (нет в комплекте).

Комплектация: массажер, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Перед применением проконсультируйтесь с врачом на наличие противопоказаний. Не используйте прибор в постоперационный период, во время беременности, на поврежденных или воспаленных участках тела, при наличии диабета, эпилепсии, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, при ношении кардиостимулятора или металлических имплантатов.

- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им пользоваться или играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Прикрепите прибор на нужный участок тела.
2. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку ON / INC.
3. Чтобы выбрать нужный режим работы, нажимайте на кнопку PROGRAM. Индикаторы будут загораться в определенной комбинации в зависимости от выбранного режима.

Режим	Индикация	Описание режима
Программа А	1	Похлопывание – смягчает, устраняет боль в мышцах
Программа В	2	Разогрев – снимает напряжение мышц
Программа С	2, 3	Глубокое разминание – улучшает кровообращение
Программа D	3	Надавливание – усиливает мышечную нагрузку
Программа Е	4	Разглаживание – восстанавливает эластичность кожи
Программа F	3, 4	Непрерывное надавливание – интенсивный глубокий массаж

4. Отрегулируйте уровень интенсивности микротоков с помощью кнопок ON / INC и OFF / DEC.
5. Не используйте прибор дольше 15 мин. на одном участке тела. После использования выключите прибор длительным нажатием на кнопку OFF / DEC.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте растворители и абразивные чистящие средства.
- Очищайте массажер слегка влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь блока управления.
- Для чистки блока управления используйте сухую ткань без ворса.
- Храните прибор в сухом чистом месте.