

Массажер универсальный гибкий

Использование массажера:

1. Перед первым использованием снимите бумажные заглушки на батарейках. В каждой капсуле установлено по три батарейки типа LR44.
2. Вы можете варьировать воздействие массажера – подстраивать его форму под изгибы тела благодаря гибкому мосту, включать одну или две капсулы, использовать один конец или оба.
3. Кнопки включения/выключения находятся на крышечках вибрирующих капсул.
4. Массируйте выбранную зону в течение 10 секунд (это оптимальное время воздействия, максимальное – 30 секунд).
5. Не используйте прибор непрерывно дольше 30 минут – это может привести к его перегреву.

Меры предосторожности:

Берегите прибор от детей.

Если вы беременны, страдаете диабетом или тромбозом, у вас кардиостимулятор, то перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Откажитесь от использования прибора при инфекционных поражениях кожи, язвах, раздражениях, зуде, ожогах.

Если во время использования массажера вы чувствуете сильный дискомфорт или боль – немедленно прекратите использование прибора.

Хранение, уход и очистка:

Замена батареек:

Для замены батареек достаньте капсулы из силиконового гибкого корпуса, открутите крышечки у капсул и достаньте батарейки. Замените их и плотно закрутите крышечки обратно. Установите капсулы обратно в силиконовый корпус кнопками вверх.

Чистка:

Достаньте вибрирующие капсулы из гибкого корпуса. Протрите капсулы сухой, мягкой и чистой тканью.

Разберите гибкий корпус на силиконовый держатель и пластиковый мост. Промойте их проточной водой и высушите. Не используйте агрессивные моющие вещества.