

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Массажер для ног LuazON поможет вам снять усталость и отеки в ногах после тяжелого рабочего дня. Прибор работает как от сети или USB, так и от батареек. Подключите его к одному из источников питания – теперь массажер готов к использованию. Позвольте вашим ногам отдохнуть.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип: электрический;
- работает от USB, от сети 220 В или от 3 батареек типа AAA (не в комплекте);
- USB-кабель и евровилка в комплекте;
- пластиковый корпус.

Комплектация: массажер для ног, USB-кабель, блок питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед эксплуатацией проверьте комплектацию устройства и убедитесь в отсутствии повреждений.
2. Присоедините шнур питания для подключения массажера к сети.
3. Вставьте шнур в розетку.
4. Поставьте массажер на твердую ровную поверхность.
5. Включите массажер.
6. По завершении массажа выключите прибор и отключите его от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой извлеките батарейки из отсека для батареек. После этого закройте его и убедитесь, что он закрыт плотно.
- Протрите массажер влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса устройства.
- Насухо протрите массажер мягкой тканью.
- Вставьте батарейки в прибор, когда он будет полностью сухой.
- Храните массажер в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.