

МАССАЖЕР-ПОДУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Массажер-подушка LuazON поможет снизить напряжение в мышцах шеи после тяжелого дня. Благодаря креплению и форме можно использовать как в длительных поездках, так и в обеденных перерывах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- работает от 2 батареек АА;
- наполнитель антистресс;
- использовать в путешествиях, офисе или дома;
- массаж шеи поможет снять напряжение и расслабиться;
- крепление — прочная и эластичная резинка;
- повторяет контуры шеи;
- кнопка включения / выключения.

Комплектация: массажер-подушка электрический, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте массажер при наличии открытых ран, царапин, ссадин или высокой температуры.
- Запрещается опускать массажер в воду или другие жидкости, использовать прибор в ванной комнате.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Детям запрещается самостоятельно использовать массажер, они могут пользоваться прибором и менять батарейки только в присутствии взрослых.
- Запрещается хранить батарейки в жарком месте или бросать их в огонь.
- Если жидкость из протекшей батарейки попала на кожу или одежду, немедленно промойте их водой.

- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта для работы с электроприбором.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Достаньте из подушки отсек для батареек. Откройте его.
2. Вставьте в него батарейки, соблюдая полярность. Закройте отсек и положите его обратно в задний карман подушки.
3. Закрепите массажер при помощи резинки к подголовнику, если это возможно. Выберите такое положение, чтобы массажер был расположен на уровне шеи.
4. Включите прибор с помощью кнопки включения на подушке.
5. После использования выключите прибор.

ЧИСТКА И УХОД

- Не используйте растворители, моющие средства или абразивные материалы.
- Используйте сухую ткань для чистки снаружи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя переодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ №</p> <p>Дата продажи «__» _____ 20__ г.</p> <p>Наименование _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Сер. номер _____</p> <p>Ф.И.О. Клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p>	<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ №</p> <p>Дата продажи «__» _____ 20__ г.</p> <p>Наименование _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Сер. номер _____</p> <p>Ф.И.О. Клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p>
<p>_____ М.П.</p> <p>_____</p> <p>Подпись продавца</p>	<p>_____ М.П.</p> <p>_____</p> <p>Подпись продавца</p>

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта

«_» _____ 20__ г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт

Прибор принял, претензий не имею
_____ / _____ /

Дата ремонта

«_» _____ 20__ г.

Содержание ремонта _____

Подпись лица, производившего ремонт

Прибор принял, претензий не имею
_____ / _____ /