

Инструкция для звуковой электрической зубной щётки Harica Ultra Fine



Как поменять батарейку





www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин



Как правильно чистить зубы

1. Когда чистите внешнюю сторону, держите щётку под углом 45° к линии зубов.
2. Совершайте круговые движения вдоль линии дёсен. Слегка нажимайте на приспособление в области дёсен и межзубных промежутков.
3. Возвратно-поступательными движениями обрабатывайте жевательную поверхность зубов.
4. Их внутреннюю поверхность — с помощью мягких вычищающих движений.

Оптимальное время чистки зубов составляет 3 минуты. Рекомендуем проводить процедуру не реже двух раз в день.