



# МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ИКР

**BRADEx**  
— Health & Beauty

# БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС



KZ 0477 – без функции вибрации, цвет бордо

KZ 0478 – с функцией вибрации, цвет черный



BRADExRUSSIA



BRADExMOSCOW

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Служба заботы  
о клиентах



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Уникальная функция – аэромассаж икр – теперь доступна и вам с массажером нового поколения «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС».

Снять напряжение, восстановить силы, сделать точечный массаж стоп и массаж икр – все это может «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС». Роликовый массаж активно воздействует на акупунктурные точки и способствует улучшению кровообращения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Массаж стоп и аэромассаж
- Эффект ручного массажа
- 3 программы на выбор

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХРАНИТЕ:

в местах, недоступных для детей и животных;  
вдали от нагревательных приборов;  
вдали от прямых солнечных лучей;  
вдали от воды и других жидкостей.

Не эксплуатировать в местах с повышенной влажностью.



## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА KZ 0477

Корпус массажера.

Платформы для ног (подходят для любого размера стопы).

Съемные тканевые чехлы с застежкой-молнией.

Шнур питания.

Дисплей для индивидуальной настройки



### КНОПКИ:

- POWER – включить/выключить
- AUTO – авторежим
- HEAT – прогрев
- MANUAL – массаж ног, ног и икр, только икр на выбор.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА KZ 0478

1. Корпус массажера.
2. Платформы для ног (подходят для любого размера стопы).
3. Съёмные тканевые чехлы с застёжкой-молнией.
4. Шнур питания.
5. Дисплей для индивидуальной настройки



### КНОПКИ:

- POWER – включить/выключить
- AUTO – авторежим
- VIBRATION/HEAT – вибрация/прогрев
- MANUAL – массаж ног, ног и икр, только икр на выбор.

## ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Подключите шнур питания к розетке.
- Снимите обувь.
- Поместите стопы на платформы, покрытые тканью.
- Нажмите кнопку POWER.
- Нажмите кнопку MANUAL, выберите 1 из 3 программ:  
1 - массаж стоп и икр, 2 - только икр, 3 - только стоп.
- Нажмите кнопку AUTO, выберите 1 из 3 программ массажа.
- Нажмите HEAT для включения функции прогрева.
- Нажмите VIBRATION для включения функции вибрации (для модели KZ 0478).
- Время работы массажера по умолчанию – 15 минут.
- Для новой процедуры нажать POWER повторно.
- Рекомендованное время не более 30 минут за одну процедуру.
- Чтобы прервать сеанс, нажмите POWER. Массажеру потребуется несколько секунд для полной остановки.
- После использования отключите шнур от розетки.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не использовать иначе, как для массажа ног и икр.
- Не использовать при отсутствии ткани, покрывающей массажные ролики.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не помещайте внутрь массажера металлические или легковоспламеняющиеся предметы.
- Не используйте в течение часа после еды.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.

- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и во время сна.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите на массажные ролики.
- При возникновении сильной боли прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Рабочая температура: от +10°C до +40°C.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

### СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА

При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите сухой тряпкой. Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства. При необходимости отстегните съемные тканевые чехлы от массажера, постирайте, высушите, верните на место.

### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	Вилка не плотно подключена к розетке	Вставьте вилку правильно
Массажер слишком горячий	Слишком долгое применение массажера	Отключите массажер на 30 минут

#### ХРАНИЕНИЕ:

Температура хранения: от -15°C до +85°C.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэстер. Размер: 48x42,5x42,5 см. Мощность: 80 Вт.

Работает от сети: 220-110 В. Тип прогрева: инфракрасный. Температура прогрева: до 50°C.

Температура хранения: -15°C +85°C.

Температура окружающей среды для использования: +10°C - +40 °C.

Комплектация: массажер - 1 шт., инструкция.

#### Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

#### Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

#### Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

#### Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес:

Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР,

315708. Тел: +86-574-6560937,

факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

#### Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183

Израиль - Reg. №204012

Россия - Reg. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.

