

irit[®]

IR-3601

HEH02092013

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



МАССАЖЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ELECTROMECHANICAL MASSAGER
ЭЛЕКТР МАССАЖЕР

IR-3601

Функции массажера

- Снимает усталость
- Стимулирует кровообращение
- Стимулирует работу внутренних органов
- Расслабляет и снимает напряжение в мышцах

Меры безопасности

- **Внимание:** данное устройство не предназначено для профессионального использования
- Перед использованием прибор внимательно прочитайте всю инструкцию.
- Во избежании поломки не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
- Не держите прибор вблизи источников высокой температуры.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к поломке массажера
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- **Внимание:** если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем проконсультируйтесь с врачом.
- Не рекомендуется пользоваться массажером в том случае, если у Вас имеются повреждения или воспаления кожных покровов.

Подготовка к работе и использование

- Вставьте 3 батарейки типа AAA в отсек на корпусе прибора
- Для включения массажера нажмите кнопку "ON"

Чистка

- Для очистки прибора используйте мягкую ткань.



Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Товар предназначен только для бытовых целей.

Технические характеристики: питание от 3х батареек AAA (не входят в комплект)

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА