



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Вибромассажный пояс
для коррекции фигуры

LuazON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул: 1167379

Модель: LMZ-016

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина: 128 см
- Ширина: 13 см
- Применяется для массажа поясницы, спины, бедер, ног и других частей тела
- Пульт в комплекте
- Световой индикатор работы
- Возможность применения в любом месте (дома, в офисе, на даче) и положении (сидя, стоя, лежа)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работает от сетевого адаптера 220 В
- Мощность: 10 Вт

Гарантия: 6 месяцев

Комплектация: массажный пояс с пультом управления, сетевой адаптер, инструкция, гарантийный талон.

Благодарим за использование продукции LuazON.

НАЗНАЧЕНИЕ

Вибромассажный пояс ориентирован на:

- ✓ снятие излишнего мышечного напряжения;
- ✓ стимулирование кровообращения;
- ✓ ускорение обмена веществ в организме;
- ✓ повышение упругости кожи;
- ✓ уменьшение жировых отложений;
- ✓ избавление от целлюлита.

Основные зоны применения:



Живот

Спина

Бедра

Ноги

- ✓ Удобный ремень с застёжкой-липучкой обеспечивает комфортное расположение рабочей платформы на массируемом участке.
- ✓ Мощные вибрации встроенных в пояс роликов позволяют интенсивно и эффективно осуществлять массаж живота, поясницы, спины, бедер, рук и ног.
- ✓ Вибропояс имеет удобный пульт управления.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

- ✓ Позволяет выполнять массаж в любое удобное для Вас время, в любом месте (дома, в офисе, на даче) и положении (сидя, стоя, лежа).
- ✓ В сочетании с упражнениями и диетой эффект от применения вибропояса увеличивается.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Зафиксируйте пояс на проблемном участке тела.
2. Присоедините сетевой адаптер к поясу и включите в розетку.
3. С помощью пульта приведите пояс в действие. Загорится световой индикатор – пояс готов к применению.
4. Выберите нужный уровень интенсивности массажа.
5. По окончании сеанса выключите вибропояс и отключите его от сети.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Рекомендуемое время массажа для коррекции фигуры: 2 раза в день, по 10-15 минут для женщин и по 20-25 мин для мужчин.
- ✓ Необходимо помнить о том, что организм каждого человека индивидуален и продолжительность массажа может варьироваться в зависимости от комплекции, возраста и пола.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применяйте вибромассажный пояс:

- ✓ во время беременности,
- ✓ при тромбозе,
- ✓ при острых заболеваниях,
- ✓ при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
- ✓ в течение 30 минут до или после приёма пищи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.
- Используйте данный пояс только по назначению.
- Всегда отключайте массажёр после использования.
- Не допускайте контакта вибропояса с водой.
- Не используйте пояс в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
- Во избежание нарушения сна вследствие бодрящего эффекта использовать вибропояс рекомендуется утром или днём.
- Храните его в недоступном для детей месте.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

- Не пользуйтесь массажёром, если есть какие-либо повреждения пояса или шнура.
- При отключении не дёргайте за сетевой шнур, аккуратно вынимайте вилку из розетки.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен и отключён от сети.
- При необходимости протирайте пояс снаружи мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для очистки химически активные или абразивные моющие средства.
- Не допускайте контакта пояса с водой. Не погружайте его в воду или другую жидкость.
- Храните его в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.