



Инструкция к антецеллюлитному массажеру для тела

Массажер помогает тренировать мышцы электронными импульсами, приводя их в тонус. Благодаря работе массажера мышцы становятся рельефными, а вы – приобретаете красивое тело. Прибор компактен, безопасен, удобен в использовании, практически бесшумный.

Используйте массажер, когда читаете или смотрите телевизор, в итоге вы занимаетесь своим делом, а он - своим. Электронные импульсы заставляют ваши мышцы работать.

Функции:

1. Имеет 10 степеней интенсивности и 6 рабочих режимов.
2. LED-дисплей.
3. Во избежание перегрева прибор автоматически отключается через 12 минут работы.
4. Встроенный предохранитель выключает прибор, если вы не приложите его к телу в течение трех секунд после включения прибора. Массажер так же выключается, если не производить никаких манипуляций в течение 20 секунд после того, как его приложили к коже.

Описание прибора и функции кнопок:

1. В верхней части корпуса расположены четыре лампочки-индикатора работы: L1, L2, L3, L4.
2. Кнопка «ON/NC» выполняет функции включения прибора, уменьшения интенсивности вибрации (каждое нажатие на кнопку равняется одному уровню вибрации).
3. Кнопка «OFF/DEC» выполняет функции отключения прибора и уменьшения интенсивности шаг за шагом при каждом нажатии на кнопку.
4. Кнопка «PROGRAM» используется для выбора рабочего режима (A/B/C/D/E/F).

Для начала работы прибора, нажмите на кнопку «ON/NC». Прибор включится – загорится LED-индикатор. Нажмите эту кнопку снова, начнут подаваться электрические импульсы самой низкой мощности (Программа А). При каждом последующем нажатии мощность будет возрастать.

Выберите режим работы с помощью кнопки «PROGRAM». Выберете мощность и интенсивность импульса с помощью этой кнопки и кнопок «ON/NC» и «OFF/DEC». Массажер проработает в выбранном темпе 12 минут, после чего автоматически отключится, - если вы не произведете более никаких манипуляций. Если вы хотите, чтобы прибор продолжал свою работу, включите его.

При нажатии на кнопку «PROGRAM» выбирается нужная программа. Выбираете программу - загораются LED-индикаторы вверху корпуса массажера в определенной комбинации.



Программа А	L1 вкл	L2 выкл	L3 выкл	L4 выкл
Программа В	L1 выкл	L2 вкл	L3 выкл	L4 выкл
Программа С	L1 вкл	L2 вкл	L3 вкл	L4 выкл
Программа D	L1 выкл	L2 выкл	L3 вкл	L4 выкл
Программа Е	L1 выкл	L2 выкл	L3 выкл	L4 вкл
Программа F	L1 выкл	L2 выкл	L3 вкл	L4 выкл

Исходя из приведенной таблички, программа А работает, когда горит индикатор L1, остальные выключены. Программа В – горит индикатор L2, остальные выключены и т.д.

Описание режимов:

Режим А - «похлопывание» - смягчает, помогает полностью устранить боль в мышцах;

Режим В - «ритмичное разминание» - снимает напряжение мышц;

Режим С - «глубокое разминание» - улучшает кровообращение и способствует укреплению здоровья;

Режим D - «надавливание» - усиливает мышечную нагрузку

Режим Е - «медленное поглаживание» - разглаживает мелкие морщины и восстанавливает эластичность кожи;

Режим F - «непрерывное длительное надавливание» - дает приятные ощущения настоящего массажа.