

Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Электрические приборы бытового назначения:

массажеры

Тұрмыстық электр құралдары:

массажерлер

Электрычныя прыборы бытавога прызначэння:

масажоры

Модель: LEM-34.

Моделі: LEM-34.

Мадэль: LEM-34.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения: массажерах, модели: LEM-34 (далее по тексту – «массажер» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, происшедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

На корпусе чайника имеется маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Электрические приборы бытового назначения: массажеры, модели: LEM-34 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: LIANJIANG GELAIBO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Адрес изготовителя: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Китай), e-mail: susanliu819@vip.163.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург/ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Массажер предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для массажа тела. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указанных руководств по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощность	50 Вт
Количество насадок	5
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

Комплектность

- Массажер электрический.
- Пальчиковая насадка.
- Роликовая насадка.
- Насадка «массажные шарики».
- Волновая насадка.
- Насадка с сеткой.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	от +10 °С до +45 °С
Относительная влажность:	10 – 80 %
Температура хранения:	от +5°С до +70°С
Относительная влажность при хранении:	10 – 80%

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.






Рис.1 Общий вид устройства

1. Основной корпус прибора.
2. Переключатель режимов: Массаж / Массаж с ИК-излучением.
3. Регулировка интенсивности массажа.
4. Сеточка.



5. Адаптер для массажной головки.
6. Пальчиковая массажная головка.
7. Роликовая массажная головка.
8. Волнообразная головка.
9. Массажная головка с шариками.

Рис.2 Массажные зоны



Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пеннополиуретан или аналогичный материал).
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.
 - Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром;
 - В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера;
 - При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера;
 - Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей;
 - Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был зажат и не терся об острые кромки;
 - Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей;
 - Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите ее при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.
- Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания:
- Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться о него или повредить его.
 - Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
 - Не опускайте изделие и ее сетевой шнур, патрубки в воду.
 - Не мойте изделие и ее отдельные детали под струей воды.
 - Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.
 - Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании - изготовителя.
 - Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.
 - Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предостеречь все возможные негативные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

Рекомендуется совершать процедуры продолжительностью менее 15 минут. Затем сделайте перерыв и дайте массажеру остыть, прежде чем продолжить работу. Непрерывное использование прибора более 15 минут может уменьшить срок его службы.

1. Подключите устройство к сети.
2. Установите переключатель (2) в положение (B) «Массаж» или в положение (A) «Массаж + инфракрасное воздействие», где (B) – срединное положение, а (A) – ближайшее к регулятору интенсивности.
3. Установите соответствующую головку (6), (7), (8) или (9) на адаптер (5).
4. Наденьте сеточку (4) для более деликатного массажа.
5. Установите интенсивность массажа, используя регулятор интенсивности (3), в зависимости от области, в которой вы собираетесь работать, и ее чувствительности к массажу.
6. Когда вы закончите использовать массажер, поставьте переключатель в самое удаленное от регулятора интенсивности положение (C), чтобы выключить его.
7. Отсоедините устройство от сети.

Для проведения массажа с желаемым эффектом в каждой области, следуйте инструкциям на схеме.

Использование «пальчиковой» головки (6)

Имитирует профессиональный массаж, выполняемый пальцами. Он подходит для антицеллюлитного массажа, рефлексологии стопы (массаж стопы) и мышечного массажа.

Использование «роликковой» головки (7)

Эта головка подходит для массажа проблемных зон, устраняет вялость, стимулирует кровяное давление, тонизирует мышцы, выполняет лимфатический дренаж, уменьшает объемы, разминает мышцы, расслабляет, снимает стресс.

Использование головки «волновой формы» (8)

Имитирует профессиональный массаж, выполняемый ладонью, тонизируя и улучшая кровоток. Используйте в области бедер и ягодиц. Используйте низкую настройку для лечения деликатной области (лица, шеи, груди, ног с варикозным расширением вен). Подходит для использования беременными женщинами. Используйте самую высокую настройку для массажа менее чувствительных участков тела.

Использование головки «массажные шарик» (9)

Подходит для таких деликатных областей, как лицо, грудь, шея. Активирует мышцы, помогая укрепить кожу, придавая ей упругость. Улучшает кровообращение в области брюшной полости, устраняет локализованные токсины и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

– После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

– Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань и высушите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

– При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

– Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

– Использование электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа берегает ценные ресурсы окружающей среды.

– Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на **срок 12 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструктивных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

– В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, но ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора. – В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

KZ

Осы пайдалану жөндейгі Нұсқаулық тұрмыстық максаттағы электр аспаптарының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді: массажерлерді, модельдерді: LEM – 34 (бұдан әрі мәтін бойынша – «массажер» немесе «бұйым», «аспан», «құрылғы»), сондай-ақ дүріс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағындағы жеңдеу, сақтау, тасымалдау, қадағалау) үшін қажетті мәліметтерді қамтиды.

Дайын-ауащы кәсіпорны осы пайдалану жөндейгі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Туындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Құрылғының корпусында өнімнің Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін куәландыратын ЕАС таңбасы бар. Тұрмыстық мақсаттағы электр аспаптары: массажерлер, моделі: LEM34 Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасы бойынша дайындалады. Өнімді дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының атауы: LIANJIANG GELAIBO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Қытай), e-mail: susanliu819@vip.163.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилатъ».

Өкілдің заңды мекенжайы: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Массажер қарастырылған және әзірленген тұрмыстық пайдалану үшін. Ол дене массажына арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа мақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыңыз. Пайдалану жөніндегі башылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықты құрылғының жанында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде көтерілген.

Кесте 1.

Қуат	50 W
Саптамалар саны	5
Қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 – 240 V (-)

Жиынтықтылығы

- Массажер электр.
- Саусақ саптамасы.
- Роликті саптама.
- "Массаж шарлары" саптамасы.
- Толқынды саптама.
- Тормен саптама.
- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
- Орау.

Пайдалану шарттары

- Жұмыс температурасы: от +10 градустан до +45 градуска дейін
 Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80 %
 Сақтау температурасы: от +5 градустан до +70 градуска дейін
 Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 80%

Таңбалау


Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорының конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған өлдің атауы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сәйкестік белгісі;
- қуат көрнеуі;
- қорғау класы және IP дәрежесі.


Құрылғы және жұмыс принципі

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.




Сурет 1. Құрылғының жалпы көрінісі

1. Құрылғының негізгі корпусы.
2. Режимдерді ауыстыру: массаж/инфрақызыл сәулемен массаж.
3. Массаждың қарқындылығын реттеу.
4. Тор.



5. Массаж басына арналған адаптер.
6. Саусақ массаж басы.
7. Роликті массаж басы.
8. Толқын тәрізді бас.
9. Шарлармен массаж басы.



Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қозғалуын болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тығыздағыш материалмен (полиуретанды көбік немесе ұқсас материал) төселеді. Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұлып-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен - тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мұқатп бекітілуі керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.
- Бұйымды сақтау температурасы 5 °C төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жабық құрғақ, жылытылатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында бұйым материалдарына зиянды әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.
- Зауыттық таңбау тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдан КО ТР 004/2011 "төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиозлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолданудың шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Бұрын аспапты электр желісіне тексеріңіз, сәйкес келеді ме, кернеу, аталған аспабында, кернеу в электр сіздің үйіңізде.
- Ешбір жағдайда ақаулы немесе зақымдалған желілік сымы бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырғыштың иісі болса, өнімді дереу желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер өнімнің желілік сымы зақымдалған болса, оны импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.
- Қадағалаңыз бұйым және желілік шнур жоқ болған жақын ыстық бетін.
- Электр сымның қысылмағанына және өткір жиектерге тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда өнімді өзіңіз ашпаңыз және жөндеуге тырыспаңыз. Осы Нұсқаулықта сипатталмаған өнімге ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өнімде өткізгіш бөлшектер бар. Кезде оның есігін ашу пайда болады өмір үшін қауіпті. Кез-келген жөндеуді түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, импорттаушы компанияның уәкілетті қызмет көрсету орталықтары ғана орындауы керек.
- Өнімді құат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/өшіру" батырмасымен өшіріңіз. Осыдан кейін ғана желілік розеткадан желілік штепсельді алыңыз.
- Зақымдалған өнім жарақат немесе өрт тудыруы мүмкін. Зақымдануды, ықтимал жарақаттануды және жану қаупін болдырмау үшін:
 - Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сүрін-іліп немесе зақым келтіре аласыз.
 - Өнімге жаңбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауа-райы факторларының әсер етуіне қорықпаңыз.
 - Өнімді және оның желілік сымын, келте құбырларын суга түсірмеңіз.
 - Емес, жуыңыз, бұйым және оның жекелеген бөлшектері су астында.
 - Тазаула алдында бұйымды өшіріп, оны желі. Өнімді ғардайым дымқыл, бірақ дымқыл шүберекпен сүртiңiз және өнiмге үнемі су шашырауына жол бермеңiз.
 - Тек өндірушінің түпнұсқалық қызмет көрсету құралдарын пайдаланыңыз.
 - Балалардың өніммен ойнауына жол бермеңіз.
 - Егер олар өнімнің жанында болса, Әрқашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қамқорлық жасаңыз.
 - Сегіз жастан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше қолдана алады. Балалар өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде қандай қауіп туындауы мүмкін екенін білуі және түсінуі керек.
 - Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескерту: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Ұзақтығы 15 минуттан аз процедураларды орындау ұсынылады, содан кейін үзіліс жасап, жұмысты жалғастырмас бұрын массажерді суытып алыңыз. Құрылғыны үздіксіз пайдалану 15 минуттан асады. Оның қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

1. Құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Ауыстырғышты (2) "Массаж" күйіне немесе (А) "Массаж + инфракызыл әсер" күйіне орнатыңыз, мұнда (В) Орташа позиция, ал (А) қарқындылық реттегішіне жақын.

3. Тиісті басын орнатыңыз (6), (7), (8) немесе (9) адаптерде (5).

4. Нәзік массаж жасау үшін торды (4) кінйіз.

5. Массаждың қарқындылығы сіз жұмыс істейтін аймаққа және оның массажа сезімталдығына байланысты қарқындылық реттегішін (3) қолданып орнатыңыз.

6. Массажерді қолдануды аяқтағаннан кейін, оны өшіру үшін қосқышты қарқындылық реттегішінен (С) ең алыс жерге қойыңыз.

7. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Әр аймақта қажетті әсері бар массаж жасау үшін диаграммадағы нұсқауларды орындаңыз.

"Саусақ" басын қолдану (6)

Саусақтармен жасалған кәсіби массажаға еліктейді. Целлюлитке қарсы массаж, аяқтың рефлекологиясы (аяқ массажы) және бұлшықет массажы үшін қолайлы.

"Ролликті" басын пайдалану (7)

Бұл бас проблемалы аймақтарды ұқалау үшін жарамды, летаргияны жояды, қан қысымын ынталандырады, бұлшықеттерді сергітеді, лимфа дренажын жақсарды, көлемді азайтады, бұлшықеттерді жылытады, босансытады, стрессті жеңілдетеді.

"Толқынды пішінді" басын қолдану (8)

Алақанмен жасалатын кәсіби массажаға еліктейді, қан ағымын жақсартады және жақсартады. Жамбас пен бөкселерде қолданыңыз. Нәзік аймақты (бет, мойын, кеуде, варикоиды аяқтар) өмдеу үшін төмен параметрді қолданыңыз. Жүкті әйелдерге қолданбау жарамды. Дененің сіз сезімтал жерлерін ұқалау үшін ең жоғары параметрді қолданыңыз.

"Массаж шарлары" басын қолдану (9)

Бет, кеуде, мойын сияқты нәзік жерлерге жарамды. Бұлшықеттерді бөлсендіреді, теріні нығайтуға көмектеседі, оған серпімділік береді. Бұл іш қуысында қан айналымын жақсартады, локализацияланған токсиндерді жояды және асқазан-ішек жолдарының жұмысын жақсартуға көмектеседі.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

→ Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.

→ Құрылғының сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ және дымқыл шуберекті қолданып, жұмсақ және құрғақ шуберекпен құрғатыңыз. Дақтарды кетіру үшін металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды және абразивті заттарды пайдаланбаңыз.

→ Бұйым жұмысында күрделі ақаулықтар туындаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүгіну қажет.

→ Келіпдікті қызмет көрсету бұйымын келіпдікті талонды кезде ғана жүргізіледі.

КӨГДЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық, техниканы тұрмыстық қоқыс сияқты қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі дақтарды іріктеу, жинау және дүрсіс қадеге жарату қоршаған ортаның күнделі құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕЛІПДІК ҚИЗМЕТТЕМELEP ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының келіпдіктемелері ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық баяндалған тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші бөлшек сауда желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 12 ай мерзімге келіпдік береді.

Келіпдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.

Келіпдік құрылғыны дүрсіс пайдаланбау немесе дүрсіс пайдаланбау салдарынан туындаған зақымдарға қолданмайды.

Назар аударыңыз! Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғының қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері келіпдіктің жоғалуына әкел соғайды!

→ Құрылғының дүрсіс жұмыс істемей тұрған кезіндегі ақауларға жағдайда, оны сатушы толтырған келіпдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

→ Келіпдік қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындау күнінің келіпдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы келіпдік шарттар сатып алушының тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.

→ Пайдаланудың келіпдік мерзімі ішінде пайдаланушы келіпдік талонын ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Келіпдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер келіпдік талонға жазылады.

→ Бұйымға келіпдік талон көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабағы мен сату күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және келіпдік жөндеу жүргізілмейді.

→ Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпаратты болуы.

→ Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.

→ Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

TM Luazon тауарына келіпдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Чернышевский көшесі, 86/12.
Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ВУ

Сапрандауна кәріуіңізге ва эксплуатация (далей – КЭ) амящазе звесткі аб канструкція і характарыстах электрычныя прыборы бытавога прызначэння: массажеры, мадэл: LEM-34 (далей па тэксце – «массажер» або «выбра»), «прыбор», «прылада»), а таксама звесткі навухадныя для правільнай і беспечнай эксплуатацыі (выкарыстанню па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захавання, транспартавання, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці КЭ.

На корпусе прылады маецца маркіроўка ЕАС, якая сведчыць аб адпаведнасці прадукцыі патрабаванням тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза. Электрычныя прыборы бытавога прызначэння: массажеры, мадэл: LEM34 вырабляюцца па канструктарскай дакументацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі 2014/30/ЕУ, 2014/35/ЕУ.
Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства-вытворцы.

Рэжывіты вытворцы ў іпаўнаважанага вытворцама асобы:

Найменне вытворцы: LIANJIANG GELAIBO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.

Адрас вытворцы: №108 Lianji North Road, Liangjiang, Guangdong, China (Кітай), e-mail: susanliu1819@vip.163.com.

Найменне іпаўнаважанага вытворцама асобы: ООО «Пілатэ».

Юрыдычны адрас прадзатуніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: piattrade@gmail.com

АПИСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Масажор прызначаны і распрацаваны для бытавога выкарыстання. Ён прызначаны для масажу цела. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзніклі з прычыны невяжання ўказанай Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца. Захоўвайце дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадача яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характарыстыкі

Тэхнічныя характарыстыкі прыведзены ў табліцы 1. Табліца 1.


Магутнасць	50 W
Колькасць асадак	5
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 – 240 V (-)

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10 °С да +45 °С
 Адносная вільготнасць: 10 – 80 %
 Тэмпература захоўвання: ад +5°С да +70°С
 Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 80%

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.




Малюнак 1 агульны выгляд прылады

1. Асноўны корпус прыбора.
2. Перамыкач рэжымаў: масаж / масаж з інфрачырвоным выпрамяненнем.
3. Рэгуляванне інтэнсіўнасці масажу.
4. Сетка.

Камплектнасць


- Масажор электрычны.
- Пальчыкавая асадка.
- Роўлікавая асадка.
- Насадка "масажныя шарыкі".
- Хвалевая асадка.
- Насадка з сеткай.
- Кіраўніцтва па эксплуатацыі.
- Упакоўка.



5. Адаптар для масажнай галоўкі.
6. Пальчыкавая масажная галоўка.
7. Роўлікавая масажная галоўка.
8. Хвалеподобная галоўка.
9. Масажная галоўка з шарыкамі.

Масажныя зоны і варыянты прымянення насадок ізобразаны на рисунку 2.

Рис.2 масажныя зоны



Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- найменне краіны-вырабу;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абароны і ступень ІР.

Упакоўка

Пасля заводскіх выпрабаванняў, выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы. Для прадудзілення перамяшчэння вырабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пакладваецца ўшчыльняльным матэрыялам (пеналіпуртану ці аналагічны матэрыял). Прыкладная суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў кардонную скрынку з вырабам.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспарціроўкі выраб павіна быць надзейна замацавана спецыяльным абсталяваннем-пракладкамі, апорамі, папрукжамі. Перавозку варта ажыццяўляць зыходзячы з маніпуляцыйных знакаў на скрынцы.
- Захоўванне вырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5 °С, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканняў не павінен змяшчаць кіслотныя і іншыя пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыялы вырабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Заводская маркіроўка павіна быць даступная для агляду.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бяспекі

Вырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 "аб бяспецы нізкавольнага абсталявання", ТР МС 020/2011а "Электрамагнітна сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў", ТР МС 037/2016а аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі". Каб пазбегнуць узнікнення сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхату прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй умовы.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, які выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.

- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, праверце, ці адпавядае напружанне, паказанае на прыборы, напружэ ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатайце выраб з дэфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прымет пашкоджання, напрыклад паху гарэлага, неадкладна адключыце выраб ад сеткі і зварніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура вырабы яго неабходна адрамантаваць выраб самастойна. Не ўносіце ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. У выраб маюцца токахародныя дэталі. Пры яе адчэненні узнікае небяспека для жыцця. Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпарцёра з выкарыстаннем арыгінальных запчастак частак і вырабаў.
- Для поўнага і надзейнага адключэння выраба ад сеткі электрасілкавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі "Вкл./Выкл.". Толькі пасля гэтага выкайце сеткавы штыкер з сеткавай разеткі.

Пашкоджанае выраб можа стаць прычынай атрымання траўмаў або ўзгарання. Каб пазбегнуць пашкоджанняў, магчымых траўмаў і небяспекі ўзгарання:

- Ніколі не пакідайце з'вязваюць сеткавы шнур. Вы можаце спатыкнуцца аб яго ці пашкодиць яго.
 - Не дапускайце ўздзеяння на выраб такіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прамыя сонечныя прамяні.
 - Не апускайце выраб і яе сеткавы шнур, патрубкі ў ваду.
 - Не мойце выраб і яе асобныя дэталі пад бруёй вады.
 - Перад ачысткай вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працуйце выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пырскаў вады.
 - Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вытворцы.
 - Не дапускайце, каб дзеці гулялі з вырабам.
 - Заўсёды прыглядайце за дзецьмі малодшай вясмі гадой, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
 - Дзеці старэйшыя за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выраб, толькі калі яны знаёмленыя з правіламі бяспечнага абыходжання з ім. Дзеці павіны ведаць і разумець, якая небяспека можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з вырабам.
 - Асоба, а таксама дзець, з фізічнымі, сенсорнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вопыту і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.
- Заўвага:** дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадуладзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

Рэкамендуецца здзяйсняць працэдурі працягласцю менш за 15 мін. затым зрабіце перапынак і дайце масажу астыць, перш чым працягнуць працу. Бесперапыннае выкарыстанне прыбора больш 15 мін. можа павялічыць тэрмін яго службы.

1. Падключыце прыладу да сеткі.
2. Усталюйце перамякч (2) у становішча (В) «Масаж» або ў становішча (А) «Масаж + інфрачырвоная ўздзеянне», дзе (В) сярэдзінае становішча, а (А) – бліжэйшы да рэгулятара інтэнсіўнасці.
3. Усталюйце адпаведную галоўку (6), (7), (8) або (9) на адаптар (5).
4. Надзенце сеткавы (4) для больш далікатнага масажу.
5. Усталюйце інтэнсіўнасць масажу, выкарыстоўваючы рэгулятар інтэнсіўнасці (3) у залежнасці ад валасці, у якой вы збіраецеся працаваць, і яе адчувальнасці да масажу.
6. Калі вы скончыце выкарыстоўваць масажор, пастаўце перамякч у самае выдаленае ад рэгулятара інтэнсіўнасці становішча (С), каб выключыць яго.
7. Адлучыце прыладу ад сеткі.

Для правдзнення масажу з жаданым эфектам у кожнай вобласці, прытрымлівайцеся інструкцыям на схеме.

Выкарыстанне "пальчыкавай" галоўкі (6)

Імітуе професійны масаж, які выконваецца пальцамі. Ён падыходзіць для антыцэлюлітнага масажу, рэфлексалогіі ступні (масаж ступні) і цягліцавага масажу.

Выкарыстанне «ролікавай» галоўкі (7)

Гэтая галоўка падыходзіць для масажу праблемных зон, ліквідуе м'ягасць, стымулюе крывяны ціск, танізуе мышцы, выконвае лімфатычны дренаж, памяншае аб'ёмы, размінаючы мышцы, расслабляе, адзімае стрэс.

Выкарыстанне галоўкі "хвалелай формы" (8)

Імітуе професійны масаж, выкананы далонню, танізуючы і паляпшаючы крывацёк. Выкарыстоўвайце ў вобласці сцегнаў і ягадзіц. Выкарыстоўвайце нізкую наладу для лячэння далікатнай вобласці (асобы, шыі, грудзей, ног з вяршычным пашырэннем вен). Падыходзіць для выкарыстання шчарным жанчынам. Выкарыстоўвайце самую высокую наладу для масажу менш адчувальных участкаў цела.

Выкарыстанне галоўкі "масажныя шарык" (9)

Падыходзіць для такіх далікатных абласцей, як асоба, грудзі, шыя. Актывуе мышцы, дапамагаючы ўмацаваць скуру, надаючы ёй пругкасць. Яна паляпшае кровазварот у вобласці брушнай паражніны, ліквідуе Лакалізаваныя таксіны і спрыяе паляпшэнню працы страўнікава-кішачнага гасцінца.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

– Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.

– Для чысткі знешніх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну і высушыце яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайцеся металічнымі губкамі, запальваецца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення плям і абразіўнымі сродкамі.

– Пры ўзнікненні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярнуцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.

– Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

– Выкарыстанне электрычнае і электроннае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццевыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя асходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.

– Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстаннага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА І ўМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаванні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ.

Вытворца прадастаўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы.

Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любыя спробы ўнясення канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

– У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпарцёра.

– Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Спраўдчыя гарантыйныя ўмовы не выключаюць, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць праваў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

– На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонтны выканваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.

– Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.

– Выраб да падчы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прайсці перадпродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.

– Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмы з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Рэсія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарныяўскага, 86/12.

Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.