


Размер изделия	XS(I)	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)
Окружность лодыжки (B)	17-19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-33
Окружность голени (C)	28-34	30-37	33-40	36-44	38-46	41-51
Окружность голени ниже подколенной складки (D)	27-33	29-36	32-39	35-43	37-45	40-50
Окружность бедра (G)	43-48	45-52	49-56	54-62	58-66	62-70
Окружность широкого бедра (GW)	-	53-62	57-67	63-74	67-79	71-83
Длина от стопы до измерения G (AG)				NORMAL 62-71		
				LONG 72-83		
				LONG+ 84-95		

Для подбора необходимого размера изделия воспользуйтесь **размерной таблицей**, предварительно измерив / уточнив все необходимые параметры



В случае неправильного определения размера, производитель не гарантирует полноценную функциональность изделия.