


Размер изделия	S (II)	M (III)	L (IV)	XL (V)	XXL (VI)
Окружность лодыжки (B)	19-22	22-25	25-28	28-31	31-33
Окружность голени (C)	30-37	33-40	36-44	38-46	41-51
Окружность голени ниже подколенной складки (D)	29-36	32-39	35-43	37-45	40-50
Длина от стопы до измерения D (AD)	NORMAL 35-39				
	LONG 40-44				
	LONG+ 45-50				

Для подбора необходимого размера изделия воспользуйтесь **размерной таблицей**, предварительно измерив / уточнив все необходимые параметры

• размер изделия подбирается строго по индивидуальным анатомическим меркам

• верхний край медицинского компрессионного трикотажа должен располагаться на 5-10 см выше уровня пораженной вены



В случае неправильного определения размера, производитель не гарантирует полноценную функциональность изделия.