




Таблица размеров компрессионных чулок «Технология здоровья»

Размер/длина (см)	S	M	L	XL	XXL
A-IG	68-71	71-72	72-73	73-75	75-78

Измерения нужно производить утром, до появления отёков на ногах.



Размер/окружность (см)	S	M	L	XL	XXL
cB- окружность лодыжки	19-21	21-21	23-25	25-27	27-29
cD - окружность на 2 см ниже коленной чашечки	25-31	30-36	35-40	38-45	44-48
cG - окружность бедра на 5 см ниже промежности	47-55	54-62	61-66	65-70	69-75