


Размер	Окружность лучезапястного сустава, см
XS	14-16
S	16-18
M	18-20
L	20-23
XL	23-27



Для подбора необходимого размера изделия воспользуйтесь **размерной таблицей**, предварительно измерив/ уточнив все необходимые параметры

Область измерения:

- Измерения производить в области окружности лучезапястного сустава.
- Если окружность лучезапястного сустава пользователя находится на пересечении двух размеров в размерной таблице, рекомендуем выбрать больший размер изделия.

В случае неправильного определения окружности лучезапястного сустава, производитель не гарантирует полноценную функциональность изделия.