Kywetka maccaxhan



Кушетка массажная Стандарт

1. Технические характеристики

- 1.1. Габаритные размеры (высота, ширина, длина) 740, 720, 2060мм.
- 1.2. Допускаемая нагрузка (не более): 140кг на лежак; 20кг на подлокотники; 30кг на подголовник;
- 1.3. Масса изделия 32кг.
- 1.4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд.
- 1.5. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °C и относительной влажности воздуха 60-70%.
- 1.6. Срок службы изделия 5 лет.

2. Комплектация

Обозна чение	Наименование детали	Кол-во, шт	Примечание
	Мягкие детали	ı	
	Лежак	1	
	Подголовник	1	
	Подлокотники	2	
	Каркасные детали		
	Стойки	2	
	Траверса	1	
	Ригель	1	
	Рамка подголовника	1	
	Рамки подлокотников	2	
	Опора регулируемая	4	
	Вставка в рамку подлокотников	2	
	Барашки	2	Для фиксации рамки подлокотников
	Крепежные изделия		подлокотников
	Болт м 8х40	8	Под крепление ригеля, рамки подголовника и траверсы к стойкам каркаса
	Саморез пресс м6х40	6	Под крепление рамы каркаса к лежаку
	Саморез м 4х30	16	Под крепление подлокотников и подголовника к каркасу
	Шайба м 8	8	

4.Меры безопасности

Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок указанных в п. 1.2.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

- 5.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе эксплуатации(порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.
- 5.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.
- 5.5 Гарантийное обслуживание производится по адресу:
- г. Москва, ул. Электрозаводская д.29, стр. 2, офис 407Γ инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , (495) 988-76-60 email: service@group-hitek.ru

6.Примечания

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

СБОРКА			ОТК	УПАКОВКА			ПРИМЕЧАНИЕ		
20	21	14	22		9	10√	11	12	
3	4	5	6		13				
7	8	V	25						

Дата изготовления	№ П-П			
Дата продажи	Подпись продавца			
				

Изготовлено в России ООО «Хитэк Груп»

107076, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 2 +7 (495) 223-03-41

Комплектация кушетки «Стандарт»



1. Мягкие элементы



2. Стойки



3. Траверса



4. Ригель



5. Рамка подголовника



6. Рамка подлокотников



7. Опора регулируемая





8. Вставки в рамки подлокотников







3.Процесс сборки

Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент: отвертка крестовая №2 или №3. Гаечные ключи: №12,13.

№ п/п	Описание	Фото
1	Устанавливаем опоры на рамы каркаса, траверсу, ригель и рамку подголовника на одну из рам. Крепим их с помощью болтов м 8х40 и шайб м8	
2	Прикрепляем вторую раму каркаса	
3	Укладываем каркас в сборе на мягкие элементы	
4	Прикрепляем каркас к лежаку саморезами м 6х40 а подголовник м 4х30	

	I	
5	Вставляем пластиковые вставки в рамки подлокотников	
6	Прикрепляем рамку подлокотников к подлокотникам с помощью саморезов м 4x30	
7	Вставляем рамки подлокотников в каркас и закрепляем с помощью барашков	
8	Кушетка в сборе	