

Определение размера одноразовых перчаток

- Чтобы правильно определить для себя размер одноразовых медицинских перчаток, необходимо выполнить несложные действия по измерению ладони и установлению размера в шкале, соответствующей международной системе маркировки перчаток;
- С помощью обычного сантиметра измерьте окружность вашей основной руки (правой для правши и левой для левши) у основания четырёх пальцев;
- При измерении немного согните руку, не прилагая усилий, чтобы учесть окружность ладони при сгибе, когда она увеличивается;
- При измерении не оставляйте припуска или зазора, чтобы перчатка могла плотно сесть по руке;
- Полученный в сантиметрах результат переведите в миллиметры и воспользуйтесь таблицей для определения размера перчаток.

Смотровые, диагностические и другие нестерильные виды перчаток имеют пять размеров от XS до XL (окружность ладони от 170 мм до 250 мм), а хирургические перчатки маркируются размерами от 5 до 9 (от 160 мм до 250 мм соответственно).

Определите размер

для смотровых и прочих перчаток

А (мм)	<170	170-190	190-220	220-250	>250
Размер	XS	S	M	L	XL



для хирургических перчаток

А (мм)	<160	170	180	190	205	220	235	>250
Размер	5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9