



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

## Руководство по эксплуатации обучающего микроскопа.

**Микроскоп** - прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооружённым глазом.

### Вам необходимо:

1. Установить микроскоп на любую ровную поверхность;
2. Включить подсветку;
3. Вращайте колесо регулировки увеличения (20х-60х);
4. Посмотрите через окуляр, поверните колесо фокусировки так, чтобы получилось четкое изображение.

### В комплект входит:

1. Образцы стекол;
2. Контейнер для хранения образцов.

Работает от 2-х батареек USE x AG13

Рекомендован к использованию детям старше 8 лет.

[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

