

Порядок подбора типоразмеров наколенников

Типоразмер наколенника	Обхват конечности ниже колена в положении стоя, см	Обхват конечности выше колена в положении стоя, см
1	30 – 34	39 – 44
2	34 – 38	44 – 49,5
3	38 – 42	49,5 – 55
4	42 – 46	55 – 60
5	46 – 50	60 – 65

Размеры наколенников ЛЕОНАРДА® (LEONARDA)

Условное обозначение	Наименование условных обозначений	Типоразмеры					Допускаемое отклонение
		1	2	3	4	5	
A*	Ширина верхней части, см	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	±1,0
B*	Ширина нижней части, см	12,5	13,5	15,5	17,5	20,0	±1,0
C*	Высота изделия, см	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	±1,0

* в таблице указана ширина изделия в сложенном виде

Размеры поясов ЛЕОНАРДА® (LEONARDA)

Типоразмер изделия	Обхват талии, см	Обхват бедер, см	Ширина изделия в сложенном виде, см	Высота изделия, см
1	60-67	86-95	26,0±1,0	27,0±1,0
2	68-75	96-101	29,0±1,0	27,0±1,0
3	76-81	102-107	33,0±1,0	27,0±1,0
4	82-87	108-113	36,0±1,0	27,0±1,0
5	88-98	114-119	38,0±1,0	27,0±1,0
6	99-109	120-128	40,0±1,0	27,0±1,0
7	110-120	129-137	42,0±1,0	27,0±1,0