

5. Меры безопасности и рекомендации.

3.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от **+10 до +30 С**. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).

3.2. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

3.3. Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

3.4. Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в п.п. **2.4**.

1. Общие сведения о изделии.

1.1. Столик косметолога "ЭСТЕТ" предназначен для удобной организации рабочего места косметолога.

1.2. Изделие поставляется в собранном виде.

2. Технические характеристики.

2.1. Столик косметолога "ЭСТЕТ" изготовлен из облицованной ДСП толщиной 16мм и металлического основания. Видимые части торцов деталей обработаны кромкой ПВХ 0,4 и 2мм. Изделие оснащено удобными столешницами и нижней тумбочкой с ящиками.

Столик оснащен роликовыми опорами для более удобного перемещения.

2.2. Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в п.5 - 5 лет.

2.3. Габаритные размеры изделия:

высота - 860мм

ширина - 650мм

глубина - 480мм

2.4. Допустимая нагрузка на изделие не более 8 кг.

СТОЛИК КОСМЕТОЛОГА «ЭСТЕТ»

